


Wb, Elisa용 Anti-Mvk 폴리클로날 항체 - Q03426

품목 번호: CM0027403



소개

인간 메발로네이트 키나제(MVK)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블로트 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 콜레스테롤 대사 연구 및 진단 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MVK Rabbit pAb
비고/별칭	MK; LRBP; MVLK; POROK3; MVK
종(Species)	Human
GeneID (Human)	4598
GeneID	4598
면역원(Immunogen)	인간 MVK (NP_000422.1)의 아미노산 40-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	Q03426
단백질 분자량	42kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)