


항-Mxd1 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa) - Q05195

품목 번호: CM0030600



소개

인간 MXD1(MAD)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 전사 억제, MYC 길항작용 및 텔로머레이스 조절 연구에 적합합니다. 인간과 랫드에서 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MXD1 토끼 pAb
비고/별칭	MAD; MAD1; BHLHC58; MXD1
종	인간
유전자 ID (인간)	4084
유전자 ID	4084
면역원	인간 MXD1 (NP_002348.1)의 아미노산 100-200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	Q05195
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백