

Wb 및 Elisa용 Anti-Mxi1 토끼 다클론 항체 - P50539

품목 번호: CM0015834

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증된 Anti-MXI1 토끼 다클론 항체입니다. MYC를 길항하는 전사 억제 단백질인 인간, 마우스 및 랫드 MXI1을 검출합니다. 암 및 전사 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	MXI1 토끼 pAb
비고/별칭	MXI; MAD2; MXD2; bHLHc11; MXI1
종	인간
유전자 ID (인간)	4601
유전자 ID	4601
면역원	인간 MXI1(NP_569157.2)의 170-295번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
항체 기원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P50539
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스팩