

## Anti-Mxi1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P50539

품목 번호: CM0027859

### 소개

인간 MXI1에 대한 토끼 다클로널 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. MYC 전사적 길항작용 및 핵소체 조절 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명         | MXI1 Rabbit pAb                                              |
| 비고/별칭       | MXI; MAD2; MXD2; bHLHc11; MXI1                               |
| 종           | 인간(Human)                                                    |
| GeneID (인간) | 4601                                                         |
| GeneID      | 4601                                                         |
| 면역원         | 인간 MXI1 (NP_569157.2)의 아미노산 76-295에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                                   |
| 카테고리        | 폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)                              |
| 애플리케이션      | WB, ELISA                                                    |
| 교차 반응성      | 인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)                                |
| SWISS       | P50539                                                       |
| 단백질 분자량     | 26kDa                                                        |
| 배송          | 아이스 팩(Ice bag)                                               |