

Anti-Mybbp1A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - Q9Bqg0

품목 번호: CM0026381

소개

MYBBP1A (P160/PAP2)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 전사 및 리보솜 생성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MYBBP1A Rabbit pAb
비고/별칭	P160; PAP2; Pol5; MYBBP1A
종	Human
Gene ID (Human)	10514
Gene ID	10514
면역원	인간 MYBBP1A (NP_055335.2)의 아미노산 1104-1328에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	다클로날 항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9BQG0
단백질 분자량	149kDa
배송	아이스백