

Wb, Elisa용 Anti-Mybpc2 다클론 항체 - Q14324

품목 번호: CM0017318



소개

Western blot 및 ELISA 응용 분야에 사용되는 MYBPC2 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 MYBPC2를 검출합니다. 근육 단백질 기능 및 수축 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MYBPC2 토끼 pAb
비고/별칭	MYBPC; MYBPCF; fsMyBP-C; MYBPC2
종	인간
GeneID(인간)	4606
GeneID	4606
면역원	인간 MYBPC2(NP_004524.3)의 아미노산 912-1141에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q14324
단백질 분자량	128kDa
배송	아이스팩