

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Mybpc2 토끼 다클로날 항체 - Q14324

품목 번호: CM0025994



소개

MYBPC2 Rabbit pAb은 WB, IHC-P, ELISA에 사용되는 다클로날 항체로, 인간, 마우스, 쥐의 미오신 결합 단백질 C 속근형(128kDa)을 인식합니다. 근육 수축 및 구조 단백질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MYBPC2 Rabbit pAb
비고/별칭	MYBPC; MYBPCF; fsMyBP-C; MYBPC2
종(Species)	Human (인간)
GeneID	4606
면역원(Immunogen)	인간 MYBPC2 (NP_004524.3)의 아미노산 912-1141에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse (마우스), Rat (쥐)
SWISS	Q14324
단백질 분자량	128kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)