


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Mybpc3 폴리클로날 항체 - Q14896

품목 번호: CM0016963



소개

인간 MYBPC3(심장 근육 미오신 결합 단백질 C)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 심장 근육 및 심근병증 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	MYBPC3 Rabbit pAb
비고/별칭	FHC; CMH4; CMD1MM; LVNC10; MYBP-C; cMyBP-C; MYBPC3
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	4607
유전자 ID	4607
면역원	인간 MYBPC3 (NP_000247.2)의 아미노산 200-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q14896
단백질 분자량	141kDa
배송	아이스 백(Ice bag)