


Wb, Elisa용 항-Myd88 단일클론항체 - Q99836

품목 번호: CM0006860



소개

인체 MyD88에 대한 토끼 단일클론항체로, WB 및 ELISA 검증을 완료하였으며 마우스 및 랫드와 교차 반응성을 가집니다. TLR/IL-1R 신호 전달 및 선천 면역 연구 응용 분야에 필수적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	MyD88 토끼 단일클론항체 (mAb)
비고/별칭	WM1; IMD68; MYD88D; MyD88
종	인체 (Human)
유전자 ID (인체)	4615
유전자 ID	4615
면역원	인체 MyD88(NP_002459.3)의 아미노산 50-150 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	단일클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q99836
단백질 무게	33kDa
배송	아이스팩