

Wb, Elisa용 항-Myd88 단클론 항체 - Q99836

품목 번호: CM0006842

소개

인간 MyD88에 대한 토끼 단클론 항체로, WB와 ELISA에서 유효성이 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차반응성을 보입니다. TLR/IL-1R 신호 전달 연구 및 선천성 면역 연구 응용 분야에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MyD88 토끼 mAb
비고/별칭	WM1; IMD68; MYD88D; MyD88
종	인간
유전자 ID (인간)	4615
유전자 ID	4615
면역원	인간 MyD88 (NP_002459.3)의 아미노산 50-150번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q99836
단백질 분자량	33kDa
배송 방식	아이스 팩