


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Myd88 폴리클로날 항체 - Q99836

품목 번호: CM0014634



소개

인간 MyD88 (SWISS: Q99836)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 마우스 및 쥐와의 교차 반응성이 확인되었으며 WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. TLR/IL-1R 선천성 면역 신호 전달 및 염증 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MyD88 Rabbit pAb
비고/별칭	WM1, IMD68, MYD88D, MyD88
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	4615
GeneID	4615
면역원(Immunogen)	인간 MyD88 (NP_002459.2)의 아미노산 20-140 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q99836
단백질 분자량	33 kDa
배송(Shipping)	아이스팩