


Anti-Myd88 Rabbit Monoclonal Antibody [Ko Validated] For Wb, Ihc-P, Elisa - Q99836

품목 번호: CM0003029



소개

KO 검증된 인간 MyD88에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 선천성 면역 및 TLR 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO Validated] MyD88 Rabbit mAb
비고/별칭	WMI; IMD68; MYD88D; 88
종	인간
유전자 ID (인간)	4615
유전자 ID	4615
면역원	합성 펩타이드 인간 MyD88 (NP_002459.3)의 아미노산 50-150에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q99836
단백질 분자량	15kDa/20kDa/28kDa/31kDa/33kDa/34kDa
배송	아이스백