


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Myd88 토끼 다클론 항체 - Q99836

품목 번호: CM0015939



소개

사람, 마우스, 랫드에서 WB, IHC-P, ELISA 검증을 완료한 MyD88 토끼 다클론 항체입니다. MyD88은 TLR/IL-1R 선천성 면역 신호전달 경로의 핵심 어댑터입니다. 면역학 및 염증성 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MyD88 토끼 pAb
비고/별칭	WM1; IMD68; MYD88D; MyD88
종	사람
GeneID (사람)	4615
GeneID	4615
면역원	사람 MyD88(NP_002459.2)의 아미노산 60-309에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q99836
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스팩