


Wb, Ip, Elisa용 Anti-Myd88 토끼 Polymab® 단클론 항체 - Q99836

품목 번호: CM0004886



소개

WB, IP, ELISA용 고품질 MyD88 토끼 PolymAb® 단클론 항체. 선천성 면역 신호전달의 핵심 어댑터인 인간 및 생쥐 MyD88을 검출합니다. 33kDa. Q99836.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MyD88 토끼 PolymAb®
비고/별칭	WM1; IMD68; MYD88D
종	인간
유전자ID	4615
면역원	인간 MyD88 (NP_002459.3)의 아미노산 50-150에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q99836
단백질 분자량	33kDa
배송 방법	아이스백