

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Myef2 다클론 항체 - Q9P2K5

품목 번호: CM0020821

소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용 고품질 MYEF2 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 MYEF2를 검출합니다. 수초 유전자 전사 억제인자를 표적으로 하여 신경과학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MYEF2 토끼 pAb
비고/별칭	MEF-2, MST156, myEF-2, MSTP156, HsT18564, MYEF2
종	인간
유전자 ID	50804
면역원	인간 MYEF2 (NP_001288139.1)의 아미노산 1-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9P2K5
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스백