

Wb용 항미엘린 기본 단백질 마우스 단일클론 항체 - P02686

품목 번호: CM0012780



소개

WB, IF-P, IHC-P, ELISA용 항미엘린 기본 단백질(MBP) 마우스 단일클론 항체. 사람, 마우스, 랫드와 반응합니다. 33 kDa 밴드를 검출합니다. 신경생물학 및 다발성 경화증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	미엘린 기본 단백질 마우스 단일클론 항체
비고/별칭	MBP
종	사람
GeneID (사람)	4155
GeneID	4155
면역원	사람 미엘린 기본 단백질(Myelin Basic Protein)의 아미노산 1-304번 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001020272.1).
항체 생산 숙주	마우스
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P02686
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스팩