

웨스턴 블롯, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 항-미엘린 올리고덴드로사이트 당단백질 단일클론 항체 - Q16653

품목 번호: CM0012557

소개

인간 미엘린 올리고덴드로사이트 당단백질(MOG, 중추신경계 특이적 미엘린 단백질이자 풍진 바이러스 수용체)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	미엘린 올리고덴드로사이트 당단백질 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	BTN6; BTNL11; MOGIG2; NRCLP7; Myelin oligodendrocyte glycoprotein
종	인간
GeneID (인간)	4340
GeneID	4340
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	웨스턴 블롯, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16653
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백