

Wb 및 Elisa용 항미엘린 희돌기교세포 당단백질 토끼 다클론 항체 - Q16653

품목 번호: CM0030651

소개

WB 및 ELISA용 인간 미엘린 희돌기교세포 당단백질(MOG, Q16653)에 대한 토끼 다클론 항체. 생쥐 및 쥐와 교차 반응하며 재조합 면역원(아미노산 30-154)입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 제품명     | 미엘린 희돌기교세포 당단백질 토끼 pAb                                                 |
| 비고/별칭   | BTN6; BTNL11; MOGIG2; NRCLP7; 미엘린 희돌기교세포 당단백질                          |
| 종       | 인간                                                                     |
| 유전자ID   | 4340                                                                   |
| 면역원     | 인간 미엘린 희돌기교세포 당단백질(NP_996532.2)의 아미노산 30-154에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원     | 토끼                                                                     |
| 카테고리    | 다클론 항체                                                                 |
| 적용 분야   | WB, ELISA                                                              |
| 교차 반응성  | 인간, 생쥐, 쥐                                                              |
| SWISS   | Q16653                                                                 |
| 단백질 분자량 | 28kDa                                                                  |
| 배송      | 아이스팩                                                                   |