

Anti-Myelin Protein Zero (Mpz) Monoclonal Antibody For Wb - P25189

품목 번호: CM0007560



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용 인간 미엘린 단백질 제로(MPZ)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 말초 신경계 미엘린 형성 및 신경병증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	Myelin Protein Zero (MPZ) Rabbit mAb
비고/별칭	P0; CHM; DSS; MPP; CHN2; CMT1; CMT1B; CMT2I; CMT2J; CMT4E; CMTDI3; CMTDID; HMSNIB; Myelin Protein Zero (MPZ)
종	인간(Human)
GeneID (인간)	4359
면역원	인간 미엘린 단백질 제로(MPZ) (NP_000521.2)의 아미노산 149-248 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P25189
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백