

Wb, Elisa용 항미엘린 단백질 제로(Mpz) 다클론 항체 - P25189

품목 번호: CM0021694



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용 인간 미엘린 단백질 제로(MPZ)에 대한 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 랫드에서 검증되었습니다. 말초 신경 수초화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	미엘린 단백질 제로(MPZ) 토끼 pAb
비고/별칭	P0; CHM; DSS; MPP; CHN2; CMT1; CMT1B; CMT2I; CMT2J; CMT4E; CMTDI3; CMTDID; HMSNIB; 미엘린 단백질 제로(MPZ)
종	인간
유전자 ID(인간)	4359
유전자 ID	4359
면역원	인간 미엘린 단백질 제로(MPZ)의 아미노산 30~153에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_000521.2).
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P25189
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스팩