

## Anti-Myeloblastin (Proteinase 3/Pr3) Rabbit Monoclonal Antibody For If-P, Elisa - P24158

품목 번호: CM0003868



### 소개

인간 Proteinase 3 (PR3/Myeloblastin)를 표적하는 고품질의 토끼 단일클론 항체. IF-P 및 ELISA용으로 검증됨. 호중구 세린 프로테아제이자 주요 c-ANCA 자가항원을 인식함. - P24158

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 세부 정보                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | Proteinase 3/PR3 Rabbit mAb                                                      |
| 비고/별칭       | MBN; MBT; NP4; P29; PR3; ACPA; AGP7; NP-4; PR-3; CANCA; C-ANCA; Proteinase 3/PR3 |
| 종           | 인간(Human)                                                                        |
| GeneID (인간) | 5657                                                                             |
| GeneID      | 5657                                                                             |
| 면역원         | 합성 펩타이드 인간 Proteinase 3/PR3 (P24158)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.             |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                                                       |
| 카테고리        | 단일클론 항체                                                                          |
| 애플리케이션      | IF-P, ELISA                                                                      |
| 교차 반응성      | 인간(Human)                                                                        |
| SWISS       | P24158                                                                           |
| 단백질 분자량     | 28kDa                                                                            |
| 배송          | 아이스 백(Ice bag)                                                                   |