

## 웨스턴 블롯(Wb), 면역형광/세포면역화학(If/Icc), 파라핀 포함 조직면역화학(Ihc-P), 효소결합면역흡착검사(Elisa)용 항-골수과산화효소(Mpo) 토끼 단일클론항체 - P05164

품목 번호: CM0006460



### 소개

인간 골수과산화효소(MPO)에 대한 토끼 단일클론항체로, WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플의 MPO를 검출하며 염증 및 선천성 면역 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수       | 값                              |
|------------|--------------------------------|
| 제품명        | 골수과산화효소(MPO) 토끼 단일클론항체         |
| 비고/별칭      | MPO; 골수과산화효소; 골수과산화효소(MPO)     |
| 종          | 인간                             |
| 유전자ID (인간) | 4353                           |
| 유전자ID      | 4353                           |
| 면역원        | 재조합 단백질                        |
| 기원         | 토끼                             |
| 카테고리       | 단일클론항체                         |
| 적용 분야      | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스, 래트                    |
| SWISS      | P05164                         |
| 단백질 분자량    | 84 kDa                         |
| 배송 방식      | 아이스백                           |