


Anti-Myeloperoxidase (Mpo) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05164

품목 번호: CM0013890



소개

인간 Myeloperoxidase (MPO)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 샘플의 MPO를 검출합니다. 호중구 세포외 함정(NET) 형성, 선천성 면역 및 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Myeloperoxidase (MPO) Rabbit pAb
비고/별칭	MPO; Myeloperoxidase (MPO)
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	4353
유전자 ID	4353
면역원(Immunogen)	재조합 단백질; 인간 Myeloperoxidase (MPO) (NP_000241.1)의 아미노산 606-745에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P05164
단백질 분자량	84kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)