

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항골수세포과산화효소(Mpo) 토끼 다클론 항체 - P11247

품목 번호: CM0022233

소개

마우스 골수세포과산화효소(Mpo)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 사람, 마우스 및 랫트 샘플에서 Mpo를 검출하여 호중구 생물학, NETosis 및 산화성 면역 반응 연구에 활용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Mouse Mpo Rabbit pAb
비고/별칭	mKIAA4033; Mouse Mpo
종	마우스
GeneID (Human)	4353
GeneID	17523
면역원	마우스 Mpo(NP_034954.2)의 아미노산 16~718번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫트
SWISS	P11247
단백질 분자량	81kDa
배송	아이스백