

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Myh1 폴리클로날 항체 - P12882

품목 번호: CM0025873

소개

인간 MYH1 (myosin-1, MyHC-2x)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 청각 기능 및 근육 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MYH1 Rabbit pAb
비고/별칭	MYHa; HEL71; MYHSA1; MyHC-2x; MyHC-2X/D; MYH1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	4619
GeneID	4619
면역원	인간 MYH1 (NP_005954.3)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P12882
단백질 분자량	223 kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)