

Wb, If-P, Elisa용 항-Myh13 다클론 항체 - Q9Ukx3

품목 번호: CM0017603

소개

인간 MYH13(미오신-13)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA에서 검증되었습니다; 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 안구외근 및 후두근의 가로무늬근 빠른 수축 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MYH13 토끼 pAb
비고/별칭	MyHC-eo; MyHC-IIL; MYH13
종	인간
GeneID (인간)	8735
GeneID	8735
면역원	인간 MYH13 (NP_003793.2)의 아미노산 1240-1320에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	생쥐, 쥐
SWISS	Q9UKX3
단백질 분자량	224kDa
배송 방식	아이스백