


Wb, Elisa용 Anti-Myh14 폴리클론항체 - Q7Z406

품목 번호: CM0029815



소개

인간 MYH14(마이오신-14)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에 적합하며 인간 및 쥐와 교차반응합니다. 세포 형태 및 세포질 분열에서 비근육 마이오신 IIc 연구를 위한 핵심 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MYH14 토끼 pAb
비고/별칭	DFNA4, MHC16, MYH17, PNMHH, DFNA4A, myosin, FP17425, NMHC II-C, NMHC-II-C, MYH14
종	인간
GeneID (인간)	79784
GeneID	79784
면역원	인간 MYH14 (NP_079005.3)의 아미노산 600-700에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q7Z406
단백질 분자량	228kDa
배송	아이스백