

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Myh4 폴리클로널 항체 - Q9Y623

품목 번호: CM0024560

소개

인간 MYH4 (Myosin-4, MyHC-2b)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로널 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 골격근 수축 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MYH4 Rabbit pAb
비고/별칭	MYH2B; MyHC-2B; MyHC-IIb; MYH4
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	4622
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 MYH4 (NP_060003.2)의 아미노산 1500-1600 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9Y623
단백질 분자량	223 kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)