

Wb용 Anti-Myh4/Myh2B 토끼 단클론 항체 - Q9Y623

품목 번호: CM0011555

소개

WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 적합한 미오신-4(MYH4/MyHC-IIb)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응하며 크기는 223kDa입니다. 근육 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MYH4 토끼 mAb
비고/별칭	MYH2B; MyHC-2B; MyHC-IIb
종	인간
GeneID (인간)	4622
GeneID	4622
면역원	인간 MYH4(NP_060003.2)의 아미노산 1500-1600 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y623
단백질 분자량	223kDa
배송	아이스백