


Anti-Myh6/A-Mhc Rabbit Polyclonal Antibody - Q02566

품목 번호: CM0026875



소개

마우스 MYH6/α-MHC (Myosin-6)에 대한 Rabbit polyclonal antibody로 WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 사용됩니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 심근 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MYH6/α-MHC Rabbit pAb
비고/별칭	Myhca; Myhc-a; alphaMHC; alpha-MHC; A830009F23Rik
종	마우스
GeneID (Human)	4624
GeneID	17888
면역원	합성 펩타이드
원산지	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 쥐
SWISS	Q02566
단백질 분자량	224kDa
배송	아이스팩