

Anti-Myh6/Myh7 단일클론 항체 (Wb, If-P, Elisa용) - P13533 / P12883

품목 번호: CM0008754

소개

MYH6/MYH7 Rabbit mAb는 웨스턴 블롯, 면역형광, ELISA 응용에 대해 검증된 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 쥐의 심장 근육 중쇄 아이소형을 검출합니다. 심혈관 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	MYH6/MYH7 Rabbit mAb
비고/별칭	ASD3; MYHC; SSS3; CMH14; MYHCA; CMD1EE; alpha-MHC; CMH1; MPD1; SPMD; SPMM; CMD1S; MYHCB
종	인간
유전자 ID (인간)	4624/4625
면역원	합성 펩타이드: 인간 MYH6/MYH7 (NP_002462.2)의 아미노산 1730-1830 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P13533/P12883
단백질 분자량	223kDa
배송	아이스백