

Anti-Myh7 Rabbit Polyclonal Antibody - P12883

품목 번호: CM0024256



소개

인간 MYH7 (미오신-7), 심장/서골격근 운동 단백질을 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며; 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 근육 수축 및 심근병증 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	MYH7 Rabbit pAb
비고/별칭	CMH1, MPD1, SPMD, SPMM, CMD1S, MYHCB, CMYP7A, CMYP7B, MYH7
종	인간
유전자 ID (인간)	4625
유전자 ID	4625
면역원	인간 MYH7 (NP_000248.2)의 아미노산 1240-1340 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P12883
단백질 분자량	223 kDa
배송	아이스 팩