

Anti-Myh7/ β -Mhc Rabbit Polymab[®] Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - P12883

품목 번호: CM0007099



소개

MYH7/ β -MHC(미오신 중쇄 7, 심장 베타 아이소폼)에 대한 토끼 재조합 단일클론 항체입니다. 사람, 쥐, 랫드의 WB, IF-P, ELISA에서 검증되었습니다. 근육 수축 및 심근병증 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MYH7/ β -MHC Rabbit PolymAb [®]
비고/별칭	CMH1; MPD1; SPMD; SPMM; CMD1S; MYHCB; CMYP7A; CMYP7B
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID	4625
면역원	사람 MYH7/ β -MHC (NP_000248.2)의 아미노산 1240-1340 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IF-P, ELISA
교 교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	P12883
단백질 분자량	223kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)