


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Myh9 토끼 다클론 항체 - P35579

품목 번호: CM0013875



소개

MYH9 토끼 pAb는 WB, IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 다클론 항체로, 인간 및 마우스 MYH9/Myosin-9에 반응하며 세포 운동성과 세포질분열 연구에 중요한 역할을 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MYH9 토끼 pAb
비고/별칭	MHA; FTNS; EPSTS; BDPLT6; DFNA17; MATINS; NMMHCA; NMHC-II-A; NMMHC-IIA; MYH9
종	인간
유전자 ID (인간)	4627
유전자 ID	4627
면역원	인간 MYH9(NP_002464.1)의 아미노산 1711-1960에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P35579
단백질 분자량	227kDa
배송	아이스팩