

Wb, Elisa용 항-Myl1 다클론 항체 - P05976

품목 번호: CM0024714

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 고품질 MYL1 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플과 반응합니다. 예상 분자량은 21 kDa이며 골격근 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MYL1 토끼 pAb
비고/별칭	MLC1; MLC-1; MLC1F; MLC3F; CMYP14; MLC1/3; MYOFTA; MYL1
종	인간
유전자ID (인간)	4632
유전자ID	4632
면역원	인간 MYL1 (NP_524146.1)의 아미노산 1-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P05976
단백질 분자량	21kDa
배송 방식	아이스팩