

Wb용 항-Myl12A 다클론 항체 - P19105

품목 번호: CM0025727

소개

인간 MYL12A(MLC-2B)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 아미노산 92-171 범위를 포함하는 재조합 면역원을 사용했습니다. 미오신 조절 및 세포 운동성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MYL12A 토끼 pAb
비고/별칭	MLCB, MRCL3, MRLC3, MYL2B, MLC-2B, HEL-S-24, MYL12A
종	인간
유전자ID (인간)	10627
유전자ID	10627
면역원	재조합 단백질 인간 MYL12A (NP_006462.1)의 아미노산 92-171에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P19105
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스 팩