

Anti-Myl2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - P10916

품목 번호: CM0015303



소개

MYL2 Rabbit pAb은 인간, 쥐, 랫의 심실/심장 근육 미오신 조절 가벼운 사슬 2를 특이적으로 검출합니다. 심장 수축 및 심근병증 연구에서 WB, IF-P 및 ELISA 응용에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	MYL2 Rabbit pAb
비고/별칭	MLC2; CMH10; MFM12; MLC-2; MLC-2v; MLC-2s/v; MYL2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	4633
GeneID	4633
면역원	인간 MYL2 (NP_000423.2)의 아미노산 1-166에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	쥐(Mouse), 랫(Rat)
SWISS	P10916
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스 백(Ice bag)