

Anti-Myl3 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P08590

품목 번호: CM0028959



소개

인간, 마우스 및 쥐 샘플의 WB, IF/ICC, ELISA 검증을 완료한 MYL3 토끼 다클론 항체(P08590)입니다. 심근 및 미오신 연구에 이상적입니다. CamelBio의 원스톱 소싱 서비스를 이용하세요.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MYL3 토끼 pAb
비고/별칭	CMH8, VLC1, VLC1, MLCIV, MLCISB, MLC-IV/sb, MYL3
종	인간
GeneID (인간)	4634
GeneID	4634
면역원	인간 MYL3(NP_000249.1)의 1-195 아미노산 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P08590
단백질 무게	22kDa
배송	아이스팩