

Wb 및 Elisa용 항-Myl6B 토끼 다클론 항체 (Ko 검증 완료) - P14649

품목 번호: CM0023137



소개

KO 검증을 완료한 MYL6B (MLC1SA) 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에 사용하실 수 있습니다. 사람, 마우스, 랫드에서 미오신 경쇄 기능 및 근육 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] MYL6B 토끼 pAb
비고/별칭	MLC1SA; 6B
종	사람
GeneID	140465
면역원	재조합 단백질[사람 MYL6B (NP_002466.1)의 아미노산 1-208에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P14649
단백질 분자량	23kDa
배송 방식	아이스 팩