

## Wb, Elisa용 항-Myl9 단클론 항체 - P24844

품목 번호: CM0011354

### 소개

MYL9에 대한 재조합 토끼 단클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 평활근 및 비근육 수축성의 핵심 조절인자인 인간 및 생쥐 미오신 조절 경쇄 9(P24844)를 인식합니다. 세포골격 및 세포 운동성 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                              |
|-------------|------------------------------------------------|
| 제품명         | MYL9 토끼 mAb                                    |
| 비고/별칭       | LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; MYL9 |
| 종           | 인간                                             |
| 유전자 ID (인간) | 10398                                          |
| 유전자 ID      | 10398                                          |
| 면역원         | 인간 MYL9(P24844)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩티드  |
| 공급원         | 토끼                                             |
| 카테고리        | 단클론 항체                                         |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                      |
| 교차 반응성      | 인간, 생쥐                                         |
| SWISS       | P24844                                         |
| 단백질 분자량     | 20kDa                                          |
| 배송 방식       | 아이스백                                           |