

Wb, If-P, Elisa용 항-Myl9 토끼 Pab - P24844

품목 번호: CM0030134

소개

웨스턴 블롯(WB), 면역형광(IF-P) 및 ELISA용 인간 MYL9(미오신 조절 경쇄 9)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 내인성 MYL9를 검출합니다. 평활근 및 세포 운동성 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	MYL9 토끼 pAb
비고/별칭	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; MYL9
종	인간
GeneID (인간)	10398
GeneID	10398
면역원	합성 펩티드; 인간 MYL9 (NP_006088.2)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 상응하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P24844
단백질 분자량	20kDa
배송 방식	아이스백