

Anti-Mylip 폴리클론항체 (Wb, Elisa 용) - Q8WY64

품목 번호: CM0026708



소개

콜레스테롤 대사에 중요한 E3 유비퀴틴 연결효소인 MYLIP(IDOL/MIR)를 표적하는 토끼 폴리클론항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	MYLIP Rabbit pAb
비고/별칭	MIR; IDOL; MYLIP
종	인간
GeneID (인간)	29116
GeneID	29116
면역원	인간 MYLIP (NP_037394.2)의 아미노산 266-445에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	웨스턴 블롯(WB), ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8WY64
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백