


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Myo10 다클론 항체 - Q9Hd67

품목 번호: CM0015915



소개

인간 MYO10(Myosin-X)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다.

필로포디아 형성과 액틴 기반 운동성에 관여합니다.

마우스와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MYO10 토끼 pAb
비고/별칭	MyoX; MYO10
종	인간
GeneID (인간)	4651
GeneID	4651
면역원	인간 MYO10(NP_036466.2)의 아미노산 845-944에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9HD67
단백질 분자량	237kDa
배송	아이스 팩