

Wb 및 Elisa용 Anti-Myo18A 토끼 다클로날 항체 - Q92614

품목 번호: CM0027718

소개

인간 비전형 미오신-XVIIIa (MYO18A)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 마우스 및 쥐와 교차 반응을 나타냅니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 골지 수송(Golgi trafficking), 대식세포 기능 및 세포골격 역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MYO18A Rabbit pAb
비고/별칭	MAJN; TIAF1; MYSPDZ; SPR210; SP-R210; MYO18A
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	399687
면역원	인간 MYO18A (NP_510880.2)의 아미노산 1970-2054에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q92614
단백질 분자량	233kDa
배송	아이스백