

Wb, Elisa용 Anti-Myo19 Rabbit Monoclonal Antibody - Q96H55

품목 번호: CM0003787

소개

인간 MYO19 (MYOHD1)에 대한 Rabbit monoclonal antibody로, WB 및 ELISA 적용에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트, 원숭이와 반응합니다. 미토콘드리아 역학 및 유전 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MYO19 Rabbit mAb
비고/별칭	MYOHD1; MYO19
종	인간
유전자 ID (인간)	80179
유전자 ID	80179
면역원	인간 MYO19 (Q96H55)의 아미노산 450-650에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 원숭이
SWISS	Q96H55
단백질 분자량	109kDa
배송	아이스백