

Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Myo1C 폴리클로널 항체 - O00159

품목 번호: CM0024813



소개

인간 MYO1C에 대한 토끼 폴리클로널 항체입니다. WB, IHC-P, IP 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 나타냅니다. 액틴 매개 과정 및 전사에 관여하는 비전형적인 미오신을 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MYO1C Rabbit pAb
비고/별칭	NMI; MM1b; myr2; Myo1C; MM1-beta; MYO1C
종	인간(Human)
GeneID (인간)	4641
GeneID	4641
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O00159
단백질 분자량	122kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)