

Wb, If/Icc, Ihc-P용 Anti-Myo1C 토끼 단클론 항체 - O00159

품목 번호: CM0007951



소개

인간, 마우스, 랫드에서 WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 고품질 MYO1C 토끼 단클론 항체입니다. 액틴 모터 기능, 인슐린 신호 전달 및 유모 세포 적응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MYO1C 토끼 mAb
비고/별칭	NMI; MM1b; myr2; Myo1C; MM1-beta; MYO1C
종	인간
GeneID (인간)	4641
GeneID	4641
면역원	인간 MYO1C (NP_001074248.1)의 아미노산 769-1028에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O00159
단백질 분자량	122kDa
배송 방식	아이스팩