

Wb 및 Elisa용 Anti-Myo1D 다클론 항체 - O94832

품목 번호: CM0020259

소개

WB 및 ELISA용 인간 MYO1D에 대한 토끼 다클론 항체.
엔도솜 수송 및 섬모 극성에 관여하는 인간 및 생쥐
비정형 미오신-Id(116 kDa)를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	MYO1D 토끼 pAb
비고/별칭	myr4; PPP1R108; MYO1D
종	인간
GeneID (인간)	4642
GeneID	4642
면역원	인간 MYO1D의 아미노산 180-380에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질(NP_001290209.1).
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	O94832
단백질 분자량	116kDa
배송	아이스팩