


## Anti-Myo5B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - Q9Ulv0

품목 번호: CM0027533



### 소개

MYO5B를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블랏, 면역형광법, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 소포성 운송, 세포 분극 및 담즙산 수송 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | MYO5B Rabbit pAb                                                     |
| 비고/별칭       | DIAR2; MVID1; PFIC10; MYO5B                                          |
| 종           | Human                                                                |
| GeneID (인간) | 4645                                                                 |
| GeneID      | 4645                                                                 |
| 면역원         | 인간 MYO5B (NP_001073936.1)의 아미노산 1440-1690에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원         | Rabbit                                                               |
| 카테고리        | Polyclonal Antibodies                                                |
| 응용          | WB, IF-P, ELISA                                                      |
| 교차 반응성      | Human, Mouse                                                         |
| SWISS       | Q9ULV0                                                               |
| 단백질 분자량     | 214kDa                                                               |
| 배송          | 아이스 팩                                                                |