

Anti-Myocd Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Izq8

품목 번호: CM0020051

소개

인간 MYOCD(Myocardin)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 인간 및 쥐와 반응. Myocardin은 심장 발생 및 근육 발생에 필수적인 평활/심장 근육 전사 공동인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MYOCD Rabbit pAb
비고/별칭	MGBL; MYCD; MYOCD
종	인간
유전자 ID (인간)	93649
유전자 ID	93649
면역원	합성 펩타이드 인간 MYOCD (NP_705832.1)의 아미노산 680-780에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q8IZQ8
단백질 분자량	102kDa
배송	아이스백